

高精度なS-WAVEスキャナーにREDが誕生。従来品からスキャニング速度が20%上昇し、作業のさらなる効率化に寄与します。また、デンタルシステム「リムーバブルズ」の追加で、さらに選択の幅が広がりました。

保険で白い歯が、インレーもクラウンも美しく、生まれ変わります。

世界の歯科医療に貢献する
SHOFU 株式会社 松風

過去最高のクオリティを生み出す最新最強機種導入!!

S-WAVE Canon
キヤノン電子株式会社

2022年3月22日発売



CAD/CAM 届出書

S-WAVE


便利な新機能搭載!

GO2dental
cam for dental labs

Ver. 6.08

MD-500S対応版

UIの改良で使い勝手が更に進化



アンダーカット加工モード

画面右上に表示されたアンダーカット部に追加で詳細なワンクリック設定が出来るようにし、調整や確認が容易に実施出来るようになりました。



CAD/CAMインレー用高精度加工パス追加!



Ver. 6.08

SHOFU INC.



**速報5月9日より
お試しプラン開始**

お仕事到着日より1ヶ月間
技工料(材料費込み) +
消費税のみ!!



各歯科医院何本でも可!!
(保険に限ります)

MD-500Sは

キヤノン電子株式会社が
工業用小型加工機で培った
技術と経験を応用して開発した
歯科用ミリングマシンです。


美しい加工面

加工時のブレが少なく美しい加工面が得られます。焼結後の調整が低減され作業の効率化に寄与します。




高精度の補綴装置を安定して製作

CAD 設計を正確に再現



ディスク固定プレートC型により側方切削可能
ディスクを把持するプレートにC型を採用。上下からの加工に加え側面からの切削を可能とし、加工しづらいアンダーカット部分の精密加工が可能です。



アナログも最新デジタル技工も(有)デンタルエイドへ

* 宅急便は1回の発送分2本以上着払い可能!! まずはお電話を!!

当社創業100年(有)デンタルエイド 敦賀CAD/CAMセンター

〒914-0075 福井県敦賀市曙町 9-16 TEL0770-23-7093 FAX0770-22-1446

