


K3 ポリアミドスプリント！

下顎片側型無呼吸症候群歯科的気道確保装置（いびき防止）



ポリアミド樹脂の出現で生まれたスプリント

ナイトガード・スプリント 下顎片側型歯科的気道確保装置（咬合口径を上げることで気道確保が出来、多くの症例から酸素ホワードで結果が出ます）上下一体型の様に長時間顎をロックすれば苦しくてはめられず、人間は下顎運動してバランスを取り、口腔内を広くし酸素を脳に送り込み、お口を確り閉じぐっすり熟睡できる装置が必要である。又、ポリアミドスプリントに柔軟性があり硬さが軽減できることからインプラント上部構造等多くの症例に使用できます。

材質の特徴から、超軽量、酸性、アルカリ性、オイルに強く、食物残渣を寄せ付けず、硬さが軽減できることから脳に影響を与えず、唇側のみでホールドするため口腔内は限りなく広く、中度・軽度・予備軍「いびき」を掻く人には朗報です。