






義歯用流し込みレジンシステム
松風ポアーレジンシステム

導入いたしました。



当社オリジナルジルコニア
スパイクティース



オリジナル
キャストプレート



試適、完成後咬合器にて
咬合調整した写真をお付けします。

切歯路角

過蓋咬合の場合、

下顎運動をスムーズにさせるため切歯路角が必要である

従来のレジン床と違い、軽量で口腔粘膜との相性がよく、
粘膜の弱い人、粘膜が薄い人、骨瘤（こつりゅう）がある人
高齢で骨が弱くなっている人には朗報です。

当然オプションのジルコニアスパイクティースも、更に当
社オリジナルキャストプレートもつけることができます。

お問い合わせ

(有) デンタルエイド敦賀支店

TEL0770-23-7093